

SORIMEX



Rękawice jednorazowe nitrylowe

PREMIUM



SORIMEX sp. z o.o. (dawniej SORIMEX sp. z o.o. sp. k.)
ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, Poland
tel.: +48 56 657 77 20, fax: +48 56 657 77 21
e-mail: biuro@sorimex.pl ♦ www.sorimex.eu



Data ostatniej weryfikacji
2025-01-07

Instrukcja używania i przechowywania jednorazowych rękawic nitylowych Oh my Glove Premium

1. Opis ogólny

Oh my Glove Premium to medyczne, nitylowe, bezpudrowe, niesterylne rękawice ochronne przeznaczone do jednorazowego użytku. Rękawice nie zawierają lateksu.

Produkt przeznaczony do ochrony dłoni przed kontaktem z brudnymi lub skażonymi powierzchniami. Rękawice dedykowane są również do używania w kontakcie z żywnością.

Rękawice zostały wytworzone zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 93/42/EWG i są wyrobem medycznym klasy I. Jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii I są zgodne z Rozporządzeniem UE 2016/425.

2. Charakterystyka produktu

- surowiec: kauczuk nitylowy (NBR)
- rozmiary: S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)
- kolor: niebieski
- ilość w opakowaniu: 10 sztuk
- wykończenie mankietu: rolowany
- powierzchnia: chlorowana, teksturowane końce palców
- kształt: uniwersalny, pasujący na obie dłonie
- AQL: 1.5

Okres ważności produktu wynosi 5 lat od daty produkcji (termin ważności podany na opakowaniu rękawic).

3. Przechowywanie

Rękawice przechowywać w oryginalnym opakowaniu, które dzięki klapce z klejem można wielokrotnie otwierać i zamykać. Składować w suchym miejscu i temperaturze od 10°C do 30°C. Wyrób chronić przed bezpośrednim działaniem: promieni słonecznych, kurzu i ozonu.

4. Sposób użycia

Przed założeniem rękawic należy upewnić się, że dłonie są czyste i suche. Zdecydowanym ruchem unieść klapkę z tyłu opakowania, by je otworzyć. Wyjąć rękawice z opakowania i założyć na dłonie. Po użyciu złapać palcami za rękawicę na wysokości nadgarstka i zdjąć, rolując mankiet, unikając kontaktu dłoni z zewnętrzną stroną rękawicy. Zużyte rękawice wyrzucić do pojemnika na odpady komunalne.

Kontakt z żywnością

Rękawice posiadają oznaczenie  wskazujące na przeznaczenie rękawic do kontaktu z żywnością zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia UE 10/2011 oraz normy EN 1186.

5. Ostrzeżenia

Przed użyciem sprawdzić rękawice wizualnie pod kątem ewentualnych wad (np. dziury, zabrudzenia). Nie zakładać rękawic uszkodzonych.

Składniki użyte do produkcji rękawic nitylowych mogą powodować reakcje alergiczne u osób o szczególnie wrażliwej skórze. W przypadku ich wystąpienia przerwać używanie i skontaktować się z lekarzem.

Rękawice nie są przewidziane do stosowania jako bariera do wszystkich związków chemicznych i biologicznych. Mogą być jednak przeznaczone do kontaktu z łagodnymi substancjami chemicznymi.

Rękawic nie należy używać w kontakcie z otwartym ogniem oraz jako środka ochrony przed ostrymi przedmiotami. Nie stanowią one także bariery w kontakcie z gorącymi lub zimnymi przedmiotami.

Rękawice i ich opakowania nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia. Nie są zabawką i powinny być stosowane pod nadzorem osoby dorosłej.

Zużyte rękawice należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami.

Symbole



Numer katalogowy



Numer partii



Data ważności



Nie używać ponownie



Wytwórca



Wyrób nie zawiera lateksu gumy naturalnej



Ograniczenia temperatury



Ostrzeżenie



Zapoznać się z instrukcją używania



Wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością



Chronić przed światłem słonecznym



Chronić przed wilgocią



Rękawice i ich opakowania nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia